

# OtriCare

## Saltvann/Saltvand/ Saltvatten med Aloe vera Nese-/Næse-/Nässpray

Naturlig isoton sjøvannsoppløsning/saltvandsopløsning/havsvattenlösning med rensende/rengörande & lindrende egenskaper/egenskaber

**Les/Læs noga/noje bruksanvisning/brugsanvisning av produktet/produsenet. Kontakt lege/læge/läkare eller apotek ved/vid spørsmål/frågor.**

(NO) Nesen har en viktig funksjon i å varme opp og fukte luften vi puster inn, filtrere luften for små partikler og dermed beskytte de nedre luftveiene for stov, irritasjon og tørhet. Det er viktig å holde næsehulen rent og fuktig så nesens funksjon opprettholdes. (DK) Næsan har en viktig funksjon ved at opvarme og fugte den luft vi indånder, og filtrere de små partikler væk fra luften. Dermed beskyttes de nedre luftveje mot stov, irritation og tørhet. For at opprettholde alle næsens funksjoner er det viktig at holde næsehulen ren og fuktig.

(SE) Næsan har en viktig funksjon i att väarma upp och fukta luften man andas in och filtrera bort små partiklar från luften, och därmed skydda de nedre luftvägarna från damm, irritation och torrhet. För att näsens alla funktioner ska upprätthållas är det viktig att hålla näshålan ren och fuktig.

### 1. BRUK/ ANVENDELSE/ ANVÄNDNING AV/AF OTRICARE SALTVANN/-VAND/-VATTEN MED ALOE VERA

OtriCare Saltvann/-vand/-vatten med Aloe vera er/är en 100% naturlig isoton sjøvannsoppløsning/saltvandsopløsning/havsvattenlösning uden/utan konserveringsmiddel/konservéringsmedel. Inneholder/indeholder/innehåller naturligt extrakt fra/från Aloe vera planten/plantan som er/är kjent/känd for/för lindrende & fuktgivende/fugtgivende/återfuktande egenskaper/egenskaber.

OtriCare Saltvann/-vand/-vatten med Aloe vera anbefales/rekommenderas för att/å:

#### (NO)

- Skånsamt rense næsehulen ved tett nese, f.eks. forkjølelse eller allergiske reaksjoner, ved å fjerne overskudd av slim og allergifremkallende partikler som stov og pollen
- Lindre irritasjon i næsehulen
- Fukte tørre og irriterte slimhinner i næsen ved småirritasjoner eller pga. lav luftfuktighet (f.eks. ved ophold i rom med oppvarming/klimaanlegg, ophold i høyder, flyreiser)
- Fortynne næsesekret slik at det blir enklere å fjerne

Produktet er også egnet som daglig neserens.

#### (DK)

- Skånsamt rense næsehulen ved stoppet næse, f.eks. ved forkjølelse eller ved allergiske reaktioner, så overskud af slim eller allergifremkaldende partikler som stov eller pollen bliver fjernet
  - Lindre næsehulen ved irritation
  - Fugte tørre og irriterede slimhinner i næsen ved småirritationer eller pga. lav luftfuktighet. (f.eks. ved ophold i rum med oppvarming/klimaanlegg, ophold i høyder, flyreiser)
  - Fortynde næsesekretet så det bliver nemmere at fjerne
- Egnet til daglig bruk.

- (SE)** • Skonsamt rengöra näshålan vid nästäppa t.ex. vid förykning & allergi, genom att skölja bort överflödigt sekret eller allergiframkallande partiklar såsom damm eller pollen
- Lugna de irriterade näsgångarna
  - Fukta näsens slémhinnar när den är torr eller irriterad vid mild irritation i näsan eller till føljd av låg luftfuktighet (til exempel på grund av vistelse i uppvärmda/luftkonditionerade rum, vistelse på høy høyde, flygresor)

• Förtunna tjockt eller trögflytande nässekrat och göra det lättare att ta bort

Produkten är också lämplig för daglig näsrengöring.

### 2. HVORFOR/VARFÖR/VÆLGE/VÄLJA OTRICARE SALTVANN/-VAND/-VATTEN MED ALOE VERA?

Formen på spray-hodet/hovedet/huvudet er/är tilpasset/anpassat små barn/børn, & er også/också egnet/lämplig til voksne/vuxna. Mild spray som gir/giver/ger skånsam/skonsam rens/rengöring av/af nesen/næsen/näsan. Sprayen kan også/också bruges/användas för å/att fukte/fuge/fukta næsehulen/næsehulen/näsgångarna.

### 3. FØR/INNAN DU BRUKER/BRUGER/ANVÄNDER PRODUKTET?

**(NO)** Advarsel: Les bruksanvisningen nøye før bruk. Bruk ikke produktet hvis du er allergisk overfor noen av innholdsstoffene (se Sammensetning)

**(DK)** Bruk ikke et skadet/ødelagt produkt. Bruk ikke mikrobølgeovn.

Du bør kontakte lege før du bruker OtriCare Saltvann med Aloe vera hvis du har vært gjennom en næseoperasjon eller du har en skade i nesen. På grunn av sine rensende egenskaper bør OtriCare Saltvann med Aloe vera benyttes før man bruker andre næseprodukter med lokal virkning (f.eks. ved forkjølelse eller allergi). OtriCare Saltvann med Aloe vera kan brukes ved graviditet og amming, snakk med lege eller apotek før bruk.

**(SE)** Advarsel: Læs indlægssedlen nøje før brug. Brug ikke produktet hvis du er allergisk over for et eller flere af indholdsstofferne (se listen over indholdsstoffer)

**(DK)** Bruk ikke et beskadiget eller ødelagt produkt. Bruk ikke mikrobølgeovn.

Du bør kontakte lægen før du bruger OtriCare Saltvand med Aloe vera etter en næseoperation eller skade i næsen. På grund af sine rensende egenskaper bør OtriCare Saltvand med Aloe vera benyttes før man bruger andre næseprodukter med lokal virkning (f.eks. ved forkjølelse eller allergi). OtriCare Saltvand med Aloe vera kan bruges ved graviditet og amming, tal med lægen eller apotekspersonalet før bruk.

**(SE)** Varning: Läs bruksanvisningen noggrant innan användning. Använd inte produkten om du är allergisk mot något av innehållsämnen (se innehållslista).

Använd inte en trasig/skadad produkt. Använd inte mikrovågsugn.

Rådfråga en läkare innan du använder OtriCare Saltvatten med Aloe vera efter en näsoperation eller skada. Till följd av dess rengörande egenskaper bør OtriCare Saltvatten med Aloe vera användas före någon annan produkt som verkar lokalt i näsan (t.ex. vid förykning eller allergisk rinit) används. OtriCare Saltvatten med Aloe vera kan användas under graviditet och vid amning, tala med läkare eller apotekspersonal innan användning.

### 4. BRUK/ANVENDELSE/ANVÄNDNING AV/AF OTRICARE SALTVANN/-VAND/-VATTEN MED ALOE VERA

Vanlig/sædvanlig dosering er/är 1-2 ggr om dagen i hvert/varje næsebor/næsebor/näsböra.

Produktet/Produkten kan bruges/användas så ofte/ofta som nødvendig/det behövs.

Produkten kan brukes/bruges/användas av barn/børn over/över 2 år & voksne/vuxna. Barn under 11 år bør/bör ha/have hjælp/hjælp/hjälp av en voksen/vuxen. Eldre/Äldre eller funksjonshemmede/handicappede/rörelsehindrade personer kan behøve/behöva hjælp/hjælp/hjälp vid/ved brug/användning.

Vid/ved normal bruk/brug/användning ihht/enligt bruksanvisning/brugsanvisningen tolereras OtriCare Saltvann/-vand/-vatten med Aloe vera vanligvis godt/bra.

Av/Af hygieniske/hygieniske/hygieniska årsaker/årsager/skäl & för för å/att undgå/undvika infektioner bør/bör sprays kun/bara brukes/bruges/användas av/af en person. Optimal temperatur för bruk/brug/användning er rom-/rumtemperatur (ca. 17°C till 25°C).

- Puds/snyt nesen/næsen/näsan om det behøves/behövs.
- Vask/Tvätta hender/hænderne/händerna


- nøye/omhyggeligt/noggrant før/føre & etter/efter brug/användning av OtriCare Saltvann-/vand/-vatten med Aloe vera.
3. Ta av/af beskyttelseshetten/skyddshatten fra/från sprayen.
  4. Om sprayen ikke/inte har vært/väret i bruk/brug/använts på en stund/stykke/längre tid; spray en gang/gång i luften før/före bruk/brug/användning. Rengjør/Rengör/Rengör sprayhodet-/hovedet-/huvudet under rennende/rinnande vand/vatten & tork/torka med papir/papper om sprayhodet/hovedet/huvudet er/är blockert/blockerat/blockerat.
  5. \*Barn som ikke/inte kan bruge/använda produktet selv/själva:

Legg/Placer/Lägg barnet på ryggen med hodet/hovedet/huvudet vendt/lutat til/mod/å den

ene/ena side/sidan, slik/så veske/väeske/vätskan renner/löber/rinner ut/ud lettare/lättare (**Fig. 1**).

\*Barn & vuxna som kan bruge/använda produktet selv/själva:

Len/Luta hodet/hovedet/huvudet fremover/framåt över/över ett/en handfat/vask, & vend/luta hodet/hovedet/huvudet till/mod/å ene/ena side/sidan, så det er/är så horisontalt/horisontellt som muligt/möjligt (**Fig. 2**).



**Fig. 1**



**Fig. 2**

6. Sett/Placer sprayens spiss/spids/spets i det/den øvre/övre neseboret/næsebor/näsborren & spray/spraya raskt/hurtigt/snabbt (2 - 3 sekunder).
7. Vend/Böj så hodet/hovedet/huvudet till/mod/å den andre/andra siden/hället & gjenta/gentage/upprepa i det andre/andet/andra neseboret/næsebor/näsborren.
8. La/Lad/Låt produktet/produkten virke/verka ett par sekunder. Puss/Snyt ikke/inte nesen/næsen/näsan i/under denne/denna perioden, men tork/tör/torka den om det er/är nödvändig/nödvändigt.
9. Puss/Snyt deretter/derefter/då nesen/næsen/näsan om det er nödvändig/behövs.
10. Rengjør/Rengör/Rengör spissen/spidsen/spetsen under rennende/lobende/rinnande varmt vann/vand/vatten etter/efter hver/varje bruk/brug/användning. Tork/Tör/Torka den godt/noga med rent papir/papper, & tage/sett/sätt på beskyttelseshatten/skyddshatten igen/igjen.
11. Bruk/Brug/Använd ikke/inte kjemiske/kemiske/kemiska rengøringsmiddel/rengöringsmidler/rengöringsmedel, opvaskemidler/diskmedel eller desinfektionsmiddel/desinfektionsmedel.

## 5. FOR/FÖR DIN SIKKERHET/SIKKERHED/SÄKERHET

### Advarsel/Varning



(NO) Innhold under trykk: Beskyttes mot sol. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C.

Trykkbeholder: Kan eksplodere ved oppvarming. Må ikke utsettes for varme, gnister, varme overflater, åpen ild eller andre antennelseskilder. Røyking forbudt. Må ikke stikkes hull på eller

brennes, dette gjelder også for tomme beholdere. Kontakt lege eller apotek dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av dette produktet.



(DK) Indhold under tryk: Beskyttes mod solen. Må ikke utsættes for temperaturer over 50 °C.

Trykkbeholder: Kan eksplodere ved opvarmning. Må ikke utsættes for varme, gnister, åben ild eller varme overflader. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller bændes, heller ikke efter bruk. Kontakt læge eller

apotekspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af produktet.



(SE) Innehåll under tryck: Skyddas från sollys. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.

Trykkbehållare: Kan explodera vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller bränna, gäller även tömd behållare. Om du har några ytterligare frågor om denna produkt kontakta läkare eller apotekspersonal.

## 6. HVORDAN/HUR SKAL PRODUKTET OPPBEVARES/HOLDES/FÖRVARAS

### (NO) Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke produktet etter utløpsdatoen som er angitt på

pakningen. Oppbevar sprayen i originalettskaffen. Oppbevares mellom 0 °C og 25 °C.


Skal ikke fryses.

### (DK) Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke produktet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Oppbevar sprayen i originalettskaffen.

Oppbevar mellom 0 °C og 25 °C.

Må ikke nedfrysas.



### (SE) Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Förvaras i originalförpackningen.

Förvaras mellan 0°C och 25°C.

Får inte frysas.



## 7. YTTERLIGERE/YDELIGERE/ÖVRIGA OPLYSNINGER/UPPLYSNINGAR

### Sammensetning/Indhold/Innehåll:

(NO) Ekstrakt fra Aloe vera, sjøvann og renset vann. Uten tilsatte konserveringsmidler. Nitrogen er tilsatt som en ikke-reaktiv drivgass i trykkbeholderen og er ikke i kontakt med produktet.

(DK) Ekstrakt fra Aloe vera, saltvand och renset vand. Uden tilsatte konserveringsmidler. Nitrogen er tilsat som en inaktiv drivgas i trykbeholderen og er ikke i kontakt med produktet.

(SE) Aloe vera-extrakt, havsvatten och renat vatten. Utan konserveringsmedel. Kväve är tillsatt som en icke-reaktiv drivgas i tryckbehållaren och är inte i kontakt med produkten.

OtriCare saltvann/-vand/-vatten nese-/næse-/nässpray med Aloe vera finns/finns i 50 och 100 ml flaske/flaska. Ikke/inte alle/alla pakningsstørrelser/pakningstorrelser/förpackningsstorlekar markedsføres/marknadsförs/marknadsförs.

Haleon CH SARL,  
Route de l'Etraz, 1197 Prangins,  
Schweiz/Sveits

Haleon Medical Devices,  
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan,  
Co. Waterford, X35 Y983, Irland

CE 0459

MD

Mystery.nd@haleon.com  
Otrivin.no / Otrivin.dk / Otrivin.se



Dato/Datum: Juni 2023

### Forklaring/Förklaring av/af symboler



Advarsel/Varning



(NO/DK) Bruk/Brug ikke et ødelagt eller beskadiget produkt

(SE) Använd inte en trasig eller skadad produkt



Oppbevares/Förvaras mellom/mellan/mellan 0 °C & 25 °C



Produsent/Tillverkare



Utløpsdato/Udløbsdato/Utgångsdatum



Batchnummer



Beskytt/Skydda mot/mod/från sollys/solljus



Bevis for/för överhöldelse/överensstämmelse med EU:s aerosoldirektiv



Auktoriserad/Autorisert representant i Europeiske/Europeiska Fellesskap/Gemenskapen



Importör/Importör



Medicinsk utstyr/Medicinsk udstyr/Medicinteknisk produkt



Flergangsbruk för én patient/Flergangsbrug til én patient/Flergangsanvändning för enskild patient

ANA90HAL007A