


CODE 39: 65NOT4510/J

280mm

45mm

47,5mm

180mm



NARHINEL Monodoses

Soro Fisiológico Isotônico Estéril com Cloreto de Sódio 0,9%

Leia com atenção este folheto antes de utilizar Rhinomer Baby Narhinel Monodoses. Se tiver dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Rhinomer baby Narhinel Monodoses está recomendado para:

- Limpar suavemente as fossas nasais quando o nariz está obstruído, por exemplo, devido a constipação ou alergias, através da remoção do muco em excesso ou das partículas de alergênicos como o pó ou pólen;
- Hidratar a mucosa nasal quando esta se apresenta seca ou irritada, no caso de irritações nasais menores ou devido a baixa humidade (por exemplo, devido a quartos aquecidos/climatizados, alta altitude, viagens de avião);
- Fluidificar e suavizar as secreções nasais para facilitar a sua eliminação.

Rhinomer Baby Narhinel Monodoses é especialmente adequado para a higiene nasal diária dos bebés que ainda não são capazes de se assoar sozinhos:


- A higiene diária suaviza o muco nasal facilitando a eliminação do excesso de secreções nasais que podem afetar a qualidade de vida dos bebés (sono alterado, dificuldade em comer). Ajuda os bebés a respirar e a sentirem-se melhor novamente.
- Quando utilizado para limpar as fossas nasais do bebé, no caso de excesso de muco, poderá utilizar-se um aspirador nasal como Rhinomer Baby Narhinel Soft Aspirador Nasal logo após a instilação da solução. A utilização concomitante de Rhinomer Baby Narhinel Soft Aspirador Nasal com soro fisiológico facilita a eliminação do muco, ajudando assim a reduzir o risco de ocorrência de complicações adicionais tais como otite média e rinosinusite. Melhora também significativamente a qualidade do sono dos bebés no caso de constipação.


1. Qual a importância de fazer uma limpeza nasal completa?

Os bebés, crianças e adultos têm frequentemente dificuldade em respirar devido à acumulação de muco, crostas e secura da mucosa nasal. A produção de muco em excesso é particularmente frequente em bebés e é um sintoma da congestão nasal ou do nariz com corrimento. Nestas situações, o bebé que ainda não consegue eliminar a secreção nasal assoando-se sozinho, tem dificuldade em respirar, comer e dormir, ficando irritável e agitado.

Limpar o nariz com soro fisiológico pode ajudar a prevenir e a aliviar a congestão nasal e em alguns casos pode ajudar a prevenir a ocorrência de complicações como sinusites ou otites. Particularmente durante a primeira infância, esta limpeza pode ser efetuada juntamente com um aspirador do muco.

3. Antes de utilizar Rhinomer Baby Narhinel Monodoses

 **Atenção**, antes de utilizar leia cuidadosamente as instruções de utilização.

 Não utilizar uma ampola quebrada ou danificada. Devido às suas propriedades de limpeza, Rhinomer Baby Narhinel Monodoses deve ser utilizado antes de se utilizar qualquer outro produto nasal local (por exemplo para a constipação ou rinite alérgica). Em condições normais de utilização, tal como indicado, Rhinomer Baby Narhinel Monodoses é bem tolerado. Rhinomer Baby Narhinel Monodoses pode ser utilizado durante a gravidez e amamentação, pergunte ao seu médico ou farmacêutico antes de utilizar.

2. O que é Rhinomer Baby Narhinel Monodoses e para que é utilizado?


Rhinomer Baby Narhinel Monodoses é uma solução estéril, isotónica de soro fisiológico sem conservantes.

ou pessoas incapacitadas, a utilização do dispositivo pode requerer a ajuda de um adulto.


Por questões de higiene e para evitar a contaminação, a ampola é para utilização única e deve ser utilizada apenas por uma pessoa. Não reutilizar uma ampola aberta. As ampolas utilizadas devem ser descartadas. A temperatura ótima de utilização é a temperatura ambiente (normalmente entre 17°C e 30°C).

Instruções de utilização para a higiene do nariz:


1 Lavar as mãos cuidadosamente antes de abrir a ampola. Assoar o nariz se necessário. Destacar uma ampola individual e abrir a ampola rodando a tampa.




2 Inclinar a cabeça ligeiramente para trás e introduzir a ponta da ampola na narina.



3 Pressionar ligeiramente a ampola de forma a obter algumas gotas e com mais força se for necessária uma limpeza mais profunda. Repetir na outra narina.




4 Esperar alguns segundos e depois assoar o nariz se necessário. Quando utilizado para limpar as fossas nasais de um bebé que não consegue assoar-se sozinho, deve utilizar-se um aspirador nasal tal como Rhinomer Baby Narhinel Soft Aspirador Nasal para eliminar o muco.




Descartar as ampolas utilizadas e lavar as mãos.


5. Para sua segurança

Manter o produto fora da vista e do alcance das crianças. Este produto é apenas para uso externo, não injetar. Não utilizar este produto em caso de alergia a qualquer um dos componentes (ver lista de ingredientes). Não colocar a solução nos olhos.


 Não utilizar uma ampola quebrada ou danificada. Se tiver dúvidas quanto à utilização deste produto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Se ocorrer qualquer incidente grave relacionado com a utilização de Rhinomer Baby Narhinel Monodoses, o mesmo deve ser notificado ao contacto local do fabricante e ao INFARMED, I.P.

6. Como conservar Rhinomer Baby Narhinel Monodoses

 Conservar entre 0° e 30°C. Não utilizar este produto após o prazo de validade impresso na embalagem. Não congelar. Conservar as ampolas na embalagem de origem. Por favor descarte o produto de acordo com os requisitos locais e tenha em consideração o meio ambiente.



CODE 39: 65NOT4510/J



CODE 39: 65NOT4510/J





280mm




10mm

7. Informações adicionais

Lista de ingredientes: cloreto de sódio 0,9% e água purificada.
Sem conservantes.
Rhinomer Baby Narhinel Monodoses está disponível em ampolas individuais de 5 mL em embalagens de 20 unidades.

 Haleon CH SARL,
Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Suíça

Distribuído por:
 Haleon Portugal, Lda
Rua Dr. António Loureiro Borges, 3, Arquiparque, Miraflores,
1495-131 Algés, Portugal

 mystory.pt@haleon.com
 800 784 695
 www.rhinomer.pt

 Haleon Medical Devices
Clocherane,
Youghal Road,
Dungarvan,
Co. Waterford,
X35 Y983,
Irlanda



Representante Autorizado na Comunidade Europeia ou Mandatário



Não reutilizar



Esterilizado utilizando técnicas de processamento assépticas



Utilizar até à data



Código de lote



Importador



Distribuidor



Dispositivo médico

180mm

10mm

10mm

As marcas registadas são detidas ou licenciadas ao grupo empresarial Haleon. ©2023 Haleon ou seu licenciador.



Data: julho de 2023

Símbolos



Atenção



Não utilizar uma ampola quebrada ou danificada.



Limites de temperatura



Fabricante

65NOT4510/J

HALEON

10mm