champs HALEON
Production Artwork Workflow
07-OCT-2025 10:39
EASTERN TIME ZONE (GMT-4)

RECTO

Notice : 160 x 300 mm - Pliée : 160 x 30 mm - Marges : 10 mm
Leaflet 160*300 mm - folded 160*30 mm. Margins : 10 mm



HALEON

OtriCare

Saltvann med Aloe Vera/ Saltvand med Aloe vera/ Saltvatten med Aloe vera

Nesespray/Næsespray/ Nässpray

Naturlig, isoton saltvannsløsning med Aloe Vera
Naturlig, isotonisk saltvandsopløsning med Aloe vera
Naturlig, isoton saltvattenlösning med Aloe vera

⚠ Vennligst les dette pakningsvedlegget nøye før du bruker OtriCare Saltvann med Aloe Vera. Hvis du har spørsmål, spør legen din eller på apoteket./ Læs indlægssedlen grundigt igennem før brug af OtriCare Saltvand med Aloe vera. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om./ Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder OtriCare Saltvatten med Aloe vera. Ställ eventuella frågor till din läkare eller apotekspersonal.

1. Hvorfor er det viktig å rense nesen ved å skylle med en saltvannsløsning?/ Hvorfor er det vigtigt at rense næsen ved at skylle med en saltvandsopløsning?/ Varför är det viktigt att rengöra näsan genom att skölja med en saltlösning?

(NO) Nesen spiller en avgjørende rolle i å varme og fukte innåndingsluften og filtrere den fra små partikler, og gir beskyttelse til lungene mot støv, irritasjon og tørrhet. Derfor er det viktig å holde neseborene rene og fuktige for at de skal fungere ordentlig.

(DK) Næsen spiller en afgørende rolle i at opvarme og fugte den indåndede luft og filtrere den fra små partikler, hvilket beskytter lungerne mod støv, irritation og tørhed. Derfor er det vigtigt at holde næseborene rene og fugtede, så de kan fungere korrekt.

(SE) Näsan spelar en viktig roll för att värma upp och fuktsätta luften man andas in och filtrera den från små partiklar, vilket skyddar lungorna från damm, irritation och torrhet. För att näsans funktioner ska upprätthållas är det därför viktigt att hålla näshålan ren och fuktig.

2. Hva er OtriCare Saltvann med Aloe Vera og hva brukes det til?/ Hvad er OtriCare Saltvand med Aloe vera, og hvad bruges det til?/ Vad är OtriCare Saltvatten med Aloe vera och vad används den för?

(NO) OtriCare Saltvann med Aloe Vera er en konserveringsmiddelfri, 100 % naturlig, isoton saltvanns nesesprayoppløsning. OtriCare Saltvann med Aloe Vera anbefales for:

- Daglig neserens. Når OtriCare Saltvann med Aloe vera brukes daglig som forebygging, bidrar den til å redusere frekvensen av forkjølelser. OtriCare Saltvann med Aloe Vera er egnet for daglig rensing av nesen, spesielt hos spedbarn som ennå ikke kan pusse nesen. Det løsner og hjelper til med å fjerne overflødig snørr som kan påvirke spedbarnets liv (dårlig søvn, vanskeligheter med å spise). Det hjelper dem å puste og føle seg bedre igjen. Daglig bruk hos barn kan også bidra til å redusere risikoen for øreinfeksjoner og bronkitt.
- Rensing og vask av neseborene og naturlig lindring av tett nese. For eksempel under forkjølelse, influensa og allergiske reaksjoner som påvirker nesen, eller ved eksponering for forurensningspartikler. Den fungerer ved å tynne ut og løsne overflødig snørr eller allergenpartikler, som støv eller pollen.
- Tørr nese, forårsaket av tørre forhold. Den fukter neseborene og lindrer mindre irritasjoner, som klø, rennende nese og nysing.

OtriCare Saltvann med Aloe Vera er utviklet for barn fra 2 år. Dysen er tilpasset formen på et lite barns nese. Det milde trykket fra sprayen tillater forsiktig skylling av en tett og/eller rennende nese. Denne sprayen kan også brukes til å fukte neseganglene. Denne sprayen er også egnet for bruk hos eldre barn og voksne.

(DK) OtriCare Saltvand med Aloe vera næsespray er en 100% naturlig, isotonisk saltvands næsesprayopløsning. OtriCare Saltvand med Aloe vera anbefales til:

- Daglig næsehygiejne. Når OtriCare Saltvand med Aloe vera anvendes dagligt som forebyggelse, hjælper det med at mindske gentagelse af forkølelser. OtriCare Saltvand med Aloe vera er velegnet til daglig rensning af næsen, især hos spædbørn, der endnu ikke kan pudse næse. Det løsner og hjælper med at fjerne overskydende snot, der kan påvirke spædbørns liv (dårlig søvn, vanskeligheder med at spise). Det hjælper dem med at trække vejret og føle sig bedre igen. Daglig brug hos børn kan også hjælpe med at reducere risikoen for øre- og brystinfektioner.
- Rensning og vask af næseboerne og naturlig lindring af en tilstoppet næse. For eksempel under forkølelse, influenza og allergiske reaktioner, der påvirker næsen, eller ved udsættelse for forureningspartikler. Det virker ved at fortynde og løsne det overskydende snot eller allergenpartikler, såsom støv eller pollen.
- Tør næse, forårsaget af tørre forhold. Det fugter næseborene og lindrer mindre irritationer, såsom klø, løbende næse og nysen.

OtriCare Saltvand med Aloe vera er designet til børn fra 2 år. Dysen er tilpasset formen på et barns næse. Det milde tryk fra sprayen muliggør en skånsom skylning af en tilstoppet og/eller løbende næse. Denne spray kan også bruges til at fugte næsepassagerne. Denne spray er også egnet til brug hos børn over 2 år og voksne.

(SE) OtriCare Saltvatten med Aloe vera nässpray innehåller 100 % naturlig, isoton saltvatten nässpraylösning. OtriCare Saltvatten med Aloe vera rekommenderas för:

- Daglig rengöring av näsan. När OtriCare Saltvatten med Aloe vera används dagligen i förebyggande syfte hjälper den till att minska återkommande förkylningar. OtriCare Saltvatten med Aloe vera är lämplig för daglig rengöring av näsan, särskilt hos spädbarn som ännu inte kan snyta sig. Den löser upp och hjälper till att avlägsna överflödigt snor som kan påverka spädbarns liv (dålig sömn, svårigheter att äta). Det hjälper dem att andas och må bättre igen. Daglig användning hos barn kan även hjälpa till att minska risken för öron- och luftvägsinfektioner.
- Rengör och skölj näsborrarna för naturlig lindring av nästäppa. Till exempel vid förkylning, influensa och allergisk rinit, eller vid exponering för föroreningspartiklar. Det fungerar genom att förtunna och lösa upp överflödigt slem och allergenpartiklar, såsom damm eller pollen.
- Torr näsa, orsakad av torra förhållanden. Det återfuktar näsborrarna och lindrar mindre irritationer, såsom klåda, rinnsnuva och nysningar.

OtriCare Saltvatten med Aloe vera är utformad för barn från 2 år. Munstyckets form är anpassad till ett barns näsa. Sprayens milda tryck ger en varsam rengöring av täppt och/eller rinnande näsa. Denna spray kan även användas till att fuktsätta näsgångarna. Sprayen är även lämplig för barn över 2 år och vuxna.

3. Før bruk av OtriCare Saltvann med Aloe Vera/ Inden du bruger OtriCare Saltvand med Aloe vera/Innan du använder OtriCare Saltvatten med Aloe vera

⚠ **(NO)** Forsiktig: Les pakningsvedlegget nøye før bruk.
Hos eldre personer eller personer med funksjonshemming kan bruk av enheten kreve hjelp fra en voksen. For barn under 11 år bør OtriCare saltvann med Aloe vera brukes under tilsyn av en voksen.

Skjør, håndteres med forsiktighet. Det kan hende at sprayen ikke fungerer ordentlig etter støt eller fall.

Ikke bruk et ødelagt eller skadet produkt. Ikke bruk mikrobølgeovn. Du bør konsultere en lege før du bruker OtriCare Saltvann med Aloe Vera etter en neseoperasjon eller skade. Når du bruker OtriCare Saltvann med Aloe Vera for rengjøring og skylling av nesen, bør du bruke det før du bruker andre nesemidler til lokal bruk (f.eks. mot forkjølelse eller allergi). Under normale bruksforhold, som angitt, tolereres OtriCare Saltvann med Aloe Vera svært godt. Du kan bruke OtriCare Saltvann med Aloe vera under graviditet og amming, men spør legen din eller apoteket før bruk.

⚠ **(DK)** Forsigtighed: Læs indlægssedlen omhyggeligt før brug.
Hos ældre eller handicappede mennesker kan det være nødvendigt at få hjælp fra en voksen til at bruge produktet. For børn under 11 år må OtriCare Saltvand med Aloe vera kun bruges under opsyn af en voksen.

Skrøbelig, håndteres med forsigtighed. Sprayen fungerer muligvis ikke korrekt efter stød eller fald.

Brug ikke et ødelagt eller beskadiget produkt. Må ikke kommes i mikrobølgeovnen. Kontakt lægen, inden du bruger OtriCare Saltvand med Aloe vera efter operation eller skader i næsen. Når du bruger OtriCare Saltvand med Aloe vera til at rense og skylle næsen, bør du bruge det før du anvender andre lokale næseprodukter (f.eks. mod forkølelse eller allergi). Ved brug som angivet er OtriCare Saltvand med Aloe vera veltolereret. Du kan bruge OtriCare Saltvand med Aloe vera under graviditet og amning. Spørg din læge eller apoteket, før du bruger det.

⚠ **(SE)** Varning: Läs bruksanvisningen noggrant innan användning.
För äldre personer eller personer med funktionsnedsättning kan användning av produkten erfordra hjälp från en vuxen person. För barn under 11 år ska OtriCare Saltvatten med Aloe vera användas under en vuxen persons översyn.

Skör, hantera varsamt. Sprayen kan fungera dåligt efter stötar eller fall.

Använd inte en trasig eller skadad produkt. Använd inte i mikrovågsugn. Du ska rådfråga en läkare innan du använder OtriCare Saltvatten med Aloe vera efter en näsoperation eller skada. När du använder OtriCare Saltvatten med Aloe vera för att rengöra och skölja näsan, bör du använda det innan du använder någon annan produkt som verkar lokalt i näsan (t.ex. för förkylning eller allergisk rinit). Vid normal användning, så som indikerad, är OtriCare Saltvatten med Aloe vera välutvärderad. OtriCare Saltvatten med Aloe vera kan användas under graviditet och amning, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du använder den.

4. Hvordan bruke OtriCare Saltvann med Aloe Vera/ Sådan skal du bruge OtriCare Saltvand med Aloe vera/ Hur använder man OtriCare Saltvatten med Aloe vera

(NO) Den vanlige doseringen er **1 til 2 ganger daglig per nesebor.** Om nødvendig kan produktet brukes så ofte som det behøves. Av hygieniske årsaker og for å unngå smitte, bør nesesprayen kun brukes av én person. For å unngå uønskede bivirkninger som svie og stikking, bruk ved romtemperatur (17°C til 30°C). OtriCare Saltvann med Aloe vera Barn er egnet for barn over 2 år og voksne.

Instruksjoner for rengjøring og skylling av nesen:
1. Puss nesen om nødvendig.
2. Før og etter bruk av OtriCare Saltvann med Aloe Vera, vask hendene grundig.
3. Fjern beskyttelsesheltten fra sprayen.
4. Hvis sprayen ikke har vært brukt på en stund, klargjør sprayen ved å sprøye en gang i luften før bruk. Hvis spraymunnstykket er blokkert, rengjør det under varmt rennende vann og tørk det godt med et rent tørkepapir.
5. For barn som ikke kan bruke produktet selv: Legg barnet på ryggen med hodet tiltet til én side, slik at væsken kan renne av lettere (Fig. 1). For barn og voksne som kan bruke produktet selv: Len hodet fremover over en vask, tiltet til én side, slik at det er så horisontalt som mulig (Fig. 2).
6. Sett forsiktig inn munnstykket i det øvre neseboret og spray kort (2 til 3 sekunder).
7. Deretter, tilt hodet til den andre siden og gjenta i det andre neseboret.
8. La produktet virke i noen sekunder. Ikke puss nesen i løpet av denne tiden, men tørk den om nødvendig.
9. Deretter, puss nesen om nødvendig.
10. Etter hver bruk, rengjør munnstykket under varmt rennende vann, tørk det godt med et rent tørkepapir og sett beskyttelsesheltten på igjen.

Ikke bruk kjemiske materialer, oppvaskmiddel eller desinfeksjonsmiddel.

(DK) Den typiske anvendelseshyppighed er **1 til 2 gange dagligt pr. næsebor.** Produktet kan bruges så ofte som muligt, hvis det er nødvendigt. Af hygiejniske årsager og for at undgå kontaminering må næsesprayen kun bruges af én person. For at undgå uønskede bivirkninger såsom brænden og svien, brug ved stuetemperatur (17°C til 30°C). OtriCare Saltvand med Aloe vera er egnet til børn over 2 år og voksne.

Instruktioner til rengøring og vask af næsen:
1. Puds næsen, hvis nødvendigt.
2. Før og efter brug af OtriCare Saltvand med Aloe vera, vask hænderne grundigt.
3. Fjern beskyttelseshætten fra sprayen.
4. Hvis sprayen ikke har været brugt i lang tid, pump sprayen én gang i luften før brug. Hvis spraydysen er blokeret, renger den under varmt rindende vand og tør den grundigt med et rent papir.
5. For børn, der ikke kan bruge produktet selv: Læg barnet på ryggen med

TECHNICAL INFORMATION

	TEXT FREE AREA
	PRINT FREE AREA
L Indicates orientation	DATAMATRIX CODE AREA DATAMATRIX CODE CORRESPONDING TO SPPH CODE THE CODE IS TO MEASURE 6MM X 6MM AND WILL SIT IN A WHITE QUIET ZONE WHICH MEASURES 10MM X 10MM MINIMUM GRADE FOR DATAMATRIX : C
	CUT
	CREASE

SIGNATURE REFERENCE		
FRONT		BACK
X	IS ABOVE	X'
Y	IS ABOVE	Y'

AMENDMENTS

1	FIRST ISSUE. CHAMPS - JOB NO: TD0000000478
2	
3	

STUDIO REFERENCE No.	6611147
SUPPLIER REFERENCE No.	
DRAWING OWNER (SITE)	SPPH

160x300 - leaflet model front-back with datamatrix

DRAWING No. SPPH.160x300 V1

COPYRIGHT AND DESIGN RIGHT IS THE PROPERTY OF THE GLAXOSMITHKLINE GROUP OF COMPANIES

SCALE: 1:1
ALL DIMS. IN MILLIMETRES

GENERAL DRAWING TOLERANCE UNLESS STATED OTHERWISE
±0.0mm

V4 11 - Sep - 2025 — Artwork Information Panel — HALEON

Non Production Artwork ☐	Production Artwork X
Total Number of Colours including Varnish & Foils: 1	
1. Black	
Total Special Finishes: 0	
Studio Location: Europe	

Component No: ANA90HAL007B	AWP No: TR3124544/D
Manufacturing Site: SPPH (Optional - Should not have to be in this field)	
Approving Market: Denmark / Norway / Sweden	
Technical Drawing No: SPPH_160x300_version1	
Material Spec No: N/A (Note: None Standard Artwork will have N/A in this field)	
Body Text Size: 6.0pt Smallest Text Size: 6.0pt (Note: Smallest Text Size is the smallest text in the artwork. Click on the Q for more information)	
Electronic Verification Code: ANA90HAL007B	
Printer and User notes: N/A	

AIP_CHAMPS_2023_HALEON


BARCODE INFO

Barcode Type	Data Matrix	
Barcode Number:	ANA90HAL007B	
Magnification:	100	
BWR:	0	Micrometre

champs HALEON
Haleon Artwork Solutions
Production Artwork Workflow
07-OCT-2025 10:39
EASTERN TIME ZONE (GMT-4)

VERSO

Notice : 160 x 300 mm - Pliée : 160 x 30 mm - Marges : 10 mm
Leaflet 160*300 mm - folded 160*30 mm. Margins : 10 mm



Please leave this space with no text/design, as silence area behind datamatrix of page 1. No need for new datamatrix.

Zone vierge derrière le datamatrix de la page recto

hovedet vippet til den ene side, så væsken lettere kan løbe ud (Fig. 1). For børn og voksne, der kan bruge produktet selv: Bøj hovedet fremad over en vask, vippet til den ene side, så det er så vandret som muligt (Fig. 2).
6. Indsæt forsigtigt dysen i det øverste næsebor og spray kortvarigt (2 til 3 sekunder).
7. Vip derefter hovedet til den anden side og gentag i det andet næsebor.
8. Lad produktet virke i et par sekunder. Pudse ikke næsen i denne tid, men tør den af, hvis nødvendigt.
9. Puds derefter næsen, hvis nødvendigt.
10. Efter hver brug, rengør dysen under varmt rindende vand, tør den grundigt med et rent papir og sæt beskyttelseshætten på igen.

Brug ikke kemiske materialer eller opvaskemiddel eller desinfektionsmiddel.

(SE) Vanlig dosering är **1-2 gånger om dagen i varje näsborre.** Vid behov kan produkten användas så ofta som nödvändigt. Nässprayen ska av hygieniska skäl och för att undvika kontaminering endast användas av en person. För att undvika oönskade biverkningar som sveda och stickningar, använd vid rumstemperatur (17 °C till 30 °C). OtriCare Saltvatten med Aloe vera är lämplig för barn över 2 år och för vuxna.

Instruktioner för rengöring och sköljning av näsan:
1. Snyt näsan vid behov.
2. Tvätta händerna noggrant innan och efter användning av OtriCare Saltvatten med Aloe vera.
3. Ta av skyddshatten från sprayen.
4. Om sprayen inte har använts på länge, förbered den genom att spraya en gång i luften innan användning. Om munstycket är blockerat, rengör det under varmt, rinnande vatten och torka det ordentligt med ett rent papper.
5. För barn som inte kan använda produkten på egen hand: Lägg barnet på rygg med huvudet lutat åt ena sidan, så att vätskan rinner ut lättare (fig. 1). För barn och vuxna som kan använda produkten på egen hand: Böj huvudet framåt över ett handfat och luta huvudet åt ena sidan, så att det är så horisontellt som möjligt (fig. 2).
6. För försiktigt in munstycket i den övre näsborren och spraya under en kort stund (2 till 3 sekunder).
7. Luta sedan huvudet åt andra hållet och upprepa i den andra näsborren.
8. Låt produkten verka i några sekunder. Snyt inte näsan under denna tid, men torka näsan vid behov.
9. Snyt sedan näsan om det behövs.
10. Rengör munstycket och tryckknappen under varmt rinnande vatten efter varje användningstillfälle, torka ordentligt med ett rent papper och sätt tillbaka skyddshatten.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, diskmedel eller desinfektionsmedel

Fig. 1

Fig. 2

5. For din sikkerhet/For din sikkerhet/För din säkerhet

Advarsler/Advarsel/Varning

(NO) Oppbevar produktet utilgjengelig for barn. Ikke bruk løsningen i øynene, munnen eller ørene. Ikke bruk produktet ved allergi mot noen av ingrediensene (se ingredienslisten). Trykkbeholder: Kan eksplodere ved oppvarming. Holdes borte fra varme/gnister/åpne flammer/varme overflater. Røyking forbudt. Ikke punktér eller brenn, selv etter bruk. Hvis du har flere spørsmål om bruken av dette produktet, spør legen din eller apoteket. Hvis du opplever en alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med bruk av OtriCare Saltvann med Aloe Vera, bør det rapporteres til den lokale kontakten til produsenten og Direktoratet for medisinske produkter. Dysen er designet for barn for å passe til nesebørens naturlige form. Sikkerhetsringen forhindrer dyp innføring i nesen og skade hos barn.

(DK) Opbevar produktet utilgængeligt for børn. Må ikke komme opløsningen i øjnene, munden eller ørerne. Brug ikke produktet i tilfælde af allergi over for nogen af ingredienserne (se ingredienslisten). Beholder under tryk: Kan sprænge ved opvarmning: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes efter brug. Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette produkt, spørg din læge eller apoteket. Hvis du oplever en alvorlig hændelse, der er sket i forbindelse med brugen af OtriCare Saltvand med Aloe vera, skal det indberettes til fremstilleren, Lægemiddelstyrelsen og, i tilfælde af utilsigtede hændelser, Styrelsen for Patientsikkerhed. Tuden er udformet, så den passer til formen på børns næsebor. Sikkerhedsringen forhindrer for dyb indføring i næsen og skader hos børn.

(SE) Förvara produkten utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte lösningen i ögonen, munnen eller öronen. Använd inte produkten vid allergi mot någon av ingredienserna (se ingredienslistan). Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Förvara skyddad från värme/gnistor/öppna lågor/heta ytor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Ställ eventuella ytterligare frågor om användningen av denna produkt till din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon allvarlig incident som har inträffat i samband med användningen av OtriCare Saltvatten Aloe vera, bör det rapporteras till tillverkarens lokala kontakt och Läkemedelsverket. Munstycket är utformat för barn för att passa näsborrarnas naturliga form. Skyddsringen förhindrar djup insättning i näsan och skada på barn.

6. Hvordan oppbevare OtriCare Saltvann med Aloe Vera/Hvordan OtriCare Saltvand med Aloe vera skal opbevares/Hur OtriCare Saltvatten med Aloe vera ska förvaras

(NO) Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen. Oppbevar sprayen i den originale emballasjeboksen.

Oppbevares mellom 0°C og 30°C. **Ikke frys.** Innhold under

trykk: hold unna sollys og ikke utsett for temperaturer over 50°

(DK) Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på yderpakningen. Opbevares i den originale yderpakning.

Opbevares ved temperaturer mellem 0 °C og 30 °C. **Må ikke**

nedfryses. Indhold under tryk: Holdes væk fra sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C

(SE) Använd inte produkten efter det utgångsdatum som anges på förpackningen. Förvara sprayen i originalförpackningen.

Förvaras mellan 0 °C och 30 °C. **Får ej frysas.** Innehåll under

tryck: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.

ANA90HAL007B

7. Ytterligere informasjon/Yderligere oplysninger/Ytterligare information

(NO) Ingredienser: Saltvann (30g/100mL), renset vann og Aloe Vera-pulver (0,025g/100mL). Uten konserveringsmidler. Nitrogen tilsettes som en inert drivgass i den trykksatte enheten. Drivgassen er ikke i kontakt med løsningen. OtriCare Saltvann med Aloe Vera er tilgjengelig som nesespray på 50 og/eller 100 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Vennligst kast sprayen, plastikkspissen og -hetten i henhold til lokale avfalls- og resirkuleringsregler.

(DK) Indholdsstoffer: Saltvand (30g/100mL), renset vand og Aloe vera-pulver (0,025g/100mL). Indeholder ingen konserveringsmidler. Der er tilført nitrogen som inaktiv drivgas i anordningen under tryk. Drivgassen har ikke kontakt med selve opløsningen. OtriCare Saltvand Aloe vera fås som næsespray på 50 og/eller 100 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Bortskaf spray, karton/papir, plastiktud og hætten ifølge gældende lokale krav for affald og genbrug.

(SE) Innehåll: Saltvatten (30g/100mL), renat vatten och Aloe vera-extrakt (0,025g/100ml). Utan konserveringsmedel. Kväve är tillsatt som en icke-reaktiv drivgas i tryckbehållaren och är inte i kontakt med lösningen. OtriCare Saltvatten med Aloe vera finns tillgänglig som 50 och/eller 100 ml nässpray. Vissa förpackningsstorlekar kanske inte marknadsförs. Kassera sprayen, kartongen/pappret, plastmunstycket och skyddshatt i enlighet med lokala bestämmelser för återvinning och kassering.

Haleon CH SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Sveits/Schweiz/Schweiz.

EC REP Haleon Medical Devices, Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, X35 Y983, Irland

Trademarks owned or licensed by Haleon. ©2025 Haleon or its licensor.
Dato: April 2025
Lokal kontakt: mystory.nd@haleon.com
www.otrivin.no / www.otrivin.dk / www.otrivin.se

CE 0459

MD

Dato/Dato/Datum: April 2025

Advarsel/Forsigtig/Varning

Bruk ikke et ødelagt eller skadet produkt./Brug ikke et ødelagt eller ~~beskadiget produkt./Använd inte en trasig eller skadad produkt.~~

Temperaturgrenser/Temperaturgrænser/ Temperaturgränser

Produsent/Fremstiller/Tillverkare

Skal ikke utsettes for sollys/Må ikke udsættes for sollys/Förvaras skyddad från solljus

EC REP Autorisert representant i Det Europeiske Fellesskap/Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab/Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen

MD Medisinsk utstyr/Medicinsk udstyr/Medicintekniskt product

Til flergangsbruk hos én pasient/Flergangsbrug til én patient/Flergångsanvändning av en patient

Skjør, håndteres med forsiktighet/Skrøbelig, håndteres med forsigtighed/Skör, hanteras varsamt

TECHNICAL INFORMATION

	TEXT FREE AREA
	PRINT FREE AREA
Indicates orientation	DATAMATRIX CODE AREA DATAMATRIX CODE CORRESPONDING TO SPPH CODE THE CODE IS TO MEASURE 6MM X 6MM AND WILL SIT IN A WHITE QUIET ZONE WHICH MEASURES 10MM X 10MM MINIMUM GRADE FOR DATAMATRIX : C
	CUT
	CREASE

SIGNATURE REFERENCE		
FRONT		BACK
X	IS ABOVE	X'
Y	IS ABOVE	Y'

AMENDMENTS

1	FIRST ISSUE. CHAMPS - JOB NO: TD0000000478
2	
3	

STUDIO REFERENCE No.	6611147
SUPPLIER REFERENCE No.	
DRAWING OWNER (SITE)	SPPH

160x300 - leaflet model front-back with datamatrix

DRAWING No. SPPH.160x300 V1

COPYRIGHT AND DESIGN RIGHT IS THE PROPERTY OF THE GLAXOSMITHKLINE GROUP OF COMPANIES

SCALE: 1:1
ALL DIMS. IN MILLIMETRES

GENERAL DRAWING TOLERANCE UNLESS STATED OTHERWISE
±0.0mm

V4
11 - Sep - 2025

Artwork Information Panel HALEON

Non Production Artwork ☐ Production Artwork X

Total Number of Colours including Varnish & Foils: 1

Black
1.

Total Special Finishes: 0

Studio Location: Europe

Component No: ANA90HAL007B	AWP No: TR3124544/D
Manufacturing Site: SPPH (Max. North American Artwork will hold N/A in this field)	
Approving Market: Denmark / Norway / Sweden	
Technical Drawing No: SPPH_160x300_version1	
Material Spec No: N/A (Max. North American Artwork will hold N/A in this field)	
Body Text Size: 6.0pt Smallest Text Size: 6.0pt (Max. North American Artwork will hold N/A in this field)	
Electronic Verification Code: ANA90HAL007B	
Printer and User notes: N/A	

AIP_CHAMPS_2023_HALEON

BARCODE INFO

Barcode Type	Data Matrix
Barcode Number:	ANA90HAL007B
Magnification:	100
BWR:	0 Micrometre